



הוראות הפעלה דפיברילטור אוטומטי LIFE LINE AED מתוצרת DEFIBTECH

כללי: LIFE LINE AED (Automatic External Defibrillator) הינו מכשיר החייה מתקדם המיועד לאבחן ולהורות על מתן שוק חשמלי בעת אבחון הפרעת קצב לבבית מהסוג פרפור חדרים (Ventricular Fibrillation) בעת ביצוע החייה בחולה/נפגע מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה.

LIFE LINE מאושר ומיועד להפעלה בעת ביצוע החייה לכל אדם ובתנאי שעבר קורס החייה בסיסי ויודע לבצע החייה בסיסית (עיסוי והנשמה).

LIFE LINE פועל על בסיס הפרוטוקולים של האיגוד האמריקאי להחייה (AHA), נושא אישור הרשות הפדרלית האמריקאית לתרופות ומזון (FDA) ומשרד הבריאות בישראל.

LIFE LINE מנחה את המפעיל לביצוע החייה ומתן שוק בהוראות קוליות בעברית.

השימוש ב- **LIFE LINE** בעת ביצוע החייה לאחר שבוצעו פעולות אבחון בסיסיות (CABC) כפי שהם נלמדים בקורס החייה.

שימוש ב- **LIFE LINE** בהתאם להנחיות היצרן, אינן מסכנות את המפעיל ועשויות להציל את החולה/נפגע.

הוראות שימוש:

- עם קבלת הודעה על חולה/נפגע יש להגיע מיידית למקום האירוע מצוידים בערכת החייה ובמכשיר AED.
- יש להתקשר למוקד 101 (מד"א) ולהודיע על תחילת ביצוע החייה באמצעות דפיברילטור אוטומטי.
- יש לבצע בדיקת CABC – הכרה, נשימה, דופק.
- שלילת דופק מצריכה התחלה מהירה של פעולות החייה בסיסית (עיסוי בלבד).
- במקביל לביצוע פעולות החייה, יש להפעיל את **LIFE LINE** ע"י לחיצה על הכפתור הירוק ON שבחזית המכשיר, להסיר את האריזה של המדבקות שבגב המכשיר, להדביקם על חזה הנפגע (בהתאם לציור שעל כל מדבקה) ולוודא שתקע המדבקות מותקן בשקע שבידית ה- **LIFE LINE**.
- יש להפסיק זמנית את פעולת החייה ולאפשר ל- **LIFE LINE** לבצע בדיקה ראשונית האורכת כ-6 שניות.
- במקרה בו **LIFE LINE** זיהה את הפרעת הקצב VF, יטען את עצמו למתן שוק חשמלי ויורה את המטפל ללחוץ על הכפתור האדום המהבהב שבחזית המכשיר, למתן השוק.

אזהרה: לפני הלחיצה על הכפתור האדום יש להתרחק ולהרחיק אחרים מהנפגע למניעת פגיעה מהשוק החשמלי המשוגר לחולה.



שטמפפר 45, פתח תקוה, 49290 טל: 03-9345474 פקס: 03-7254644 נייד: 050-5231978
45 Shtempper St. Petach-Tikva, Israel Tel: 972-3-9345474 Fax: 972-3-7254644

www.hadar-medical.co.il

david@hadar-medical.co.il



- לאחר מתן השוק, יורה ה-LIFE LINE על תחילת ביצוע החייאה ידנית, הכוללת עיסויים בקצב של כ- 100 בדקה, למשך 2 דקות.
- במהלך ביצוע החייאה יכריז ה-LIFE LINE בכל 15 שניות, הזמן שנותר לביצוע החייאה.
- בתום 2 דקות לביצוע החייאה, יורה ה-LIFE LINE שיש להפסיק את החייאה, **יבצע בדיקה נוספת לאיתור VF וינחה את המטפל בהתאם.**
- באם התגלה VF נוסף, יורה על מתן שוק, כאמור לעיל.
- באם לא התגלה VF, יש לבצע מחדש סבב בדיקת הכרה, דופק ונשימה ולפעול בהתאם.
- בכל 2 דקות יש לבצע סבב בדיקה נוסף ההתאם להנחיות שייתן LIFELINE

חשוב לזכור!!!

LIFE LINE אינו מתוכנת להבדיל בין החייאה מוצלחת למצב של מוות. הודעות LIFE LINE כי אין מצב למתן שוק אינו מהווה כל אינדיקציה, מלבד שלילת מצב VF. בכל מקרה של חוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה יש להמשיך ולבצע פעולות החייאה בהתאם לנדרש ולנלמד עד להגעת עזרה רפואית מוסמכת!!!

בתום השימוש ב-LIFE LINE, יש לנתק את תקע המדבקות מהשקע במכשיר ולהזמין סט מדבקות נוסף.

טל' להזמנות: 03-9345474

בכל שאלה או תקלה, יש לפנות ליבואן: הדר-הדרכה ושירותים רפואיים
טל: 03-9345474 פקס: 03-9310247 דוא"ל: info@hadar-medical.co.il



שטמפפר 45, פתח תקוה, 49290 טל: 03-9345474 פקס: 03-7254644 נייד: 050-5231978
45 Shtempfer St. Petach-Tikva, Israel Tel: 972-3-9345474 Fax: 972-3-7254644

www.hadar-medical.co.il

david@hadar-medical.co.il